

A BRAZILIAN BRAND CREATING SMILES WORLDWIDE



MICRODONT

DENTAL CATALOG

WHO WE ARE





Microdont is a Brazilian brand that has been offering dental consumable products and light equipment for over 30 years. In recognition of its quality and know-how, we currently export to more than 95 countries on all continents, and we have earned the most important international quality certificates: FDA, ISO 13485, and MDSAP.

Located in São Paulo, we produce in 4,000 square meter facilities, with a high production volume to meet all private and governmental demands.

QUIEN SOMOS

Microdont es una marca brasileña que ofrece productos consumibles dentales y equipos ligeros hace más de 30 años. Como reconocimiento a su calidad y know-how, actualmente exportamos a más de 95 países de todos los continentes, y hemos logrado los más importantes certificados internacionales de calidad: FDA, ISO 13485 y MDSAP.

Ubicadas en São Paulo, producimos en instalaciones de 4.000 metros cuadrados, con un alto volumen de producción para atender todas las demandas privadas y gubernamentales.



OUR VISION

To be recognized as a world reference, manufacturing and marketing with quality for oral health area, with a focus on technological development, environmental and social responsibility.

NUESTRA VISIÓN

Ser reconocidos como referencia mundial, fabricado y comercializado con calidad para el área de la salud bucal, con un enfoque en desarrollo tecnológico, responsabilidad ambiental y social.

INTERNATIONAL QUALITY CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES DE CALIDAD



INDEX | ÍNDICE

BURS & DISCS FRESAS Y DISCOS DIAMOND BURS FG FRESAS DIAMANTADAS FG	01	SPIRAL POLISHER KIT RESIN CERAMIC KIT PULIDORES SPIRAL RESINA CERÁMICA	28
DIAMOND BURS FG FRESAS DIAMANTADAS FG	02	POLISOFT KIT KIT POLISOFT	29
ENDO ACCESS KIT KIT ENDO ACCESS PERIODONT KIT KIT PERIODONT	05	POLIGLOSS KIT KIT POLIGLOSS SPEEDYGLOSS KIT KIT SPEEDYGLOSS	30
DIAMOND BUR KITS KIT FRESAS DIAMANTADAS	06	COMPOSITE POLISHERS PULIDORES PARA RESINA	31
CARBIDE SPECIAL BURS FG FRESAS DE CARBURO ESPECIALES FG SURGICAL BURS FRESAS QUIRURGICAS	10	AMALGAM POLISHERS PULIDORES PARA AMALGAMA POLISHING BRUSHES CEPILLOS PARA PULIR	32
FINISHING BURS 12 BLADES FRESAS PARA ACABADO 12 LAMINAS FINISHING BURS 30 BLADES FRESAS ACABADO 30 LAMINAS	11	GLASS IONOMER IONÓMERO DE VÍDRIO MICROGLASS R - A2 MICROGLASS R - A3 MICROGLASS F MICROGLASS C	33
CARBIDE BURS FG FRESAS DE CARBURO FG	12	ACID 37% ÁCIDO 37% ACID 10% ÁCIDO 10%	34
CARBIDE BURS RA FRESAS DE CARBURO CA	13	MICROSIL - COUPLING AGENT AGENTE DE UNIÓN MICROBOND - ADHESIVE AGENT AGENTE ADHESIVO PROPHYLATIC PASTE PASTA PROFILÁCTICA	35
GATES GLIDDEN BUR FRESA GATES GLIDDEN PEESO BUR FRESA LARGO	14	MICRO DAM BLUE DIAMOND POLISHING PASTE PASTA DIAMANTADA MICRO FILL	36
SPECIAL BURS FRESAS ESPECIALES	15	SODIUM BICARBONATE BICARBONATO SÓDICO MICRO FILL	37
ALUMINUM BUR BLOCKS FRESEROS DE ALUMINIO PLASTIC BUR BLOCKS FRESERO DE PLÁSTICO	16	MATRIX BAND BANDA MATRIZ POLYESTER MATRIX BAND BANDA MATRIZ DE POLIÉSTER	38
MODULAR BUR BLOCKS FRESEROS MODULARES	17	MATRIX BAND TOFFLEMIRE BANDA MATRIZ TOFFLEMIRE MANDRELS RA MANDRILES CA	39
ACCESSORIES ACCESORIOS	18	BRUSHES RA PROPHYLAXIS CEPILLOS CA PROFILACIS	40
APPLICATORS APLICADORES	19	POINT AND CUP RA PUNTA Y COPA CA PHOPHYLAXIS STRIPS PROPHYLAXIS CINTA PROFILÁCTICA CINTA PROFILÁTICA	41
RUBBER DAM GOMA DIQUE	20	DENTAL LABORATORY HP-DIAMOND BURS LABORATÓRIO DE PRÓTESIS FRESAS DIAMANTADAS-PM	42
ABRASIVE STRIPS TIRAS ABRASIVAS	21	TUNGSTEN BURS FRESAS DE TUNGSTENO	43
SPECIAL ABRASIVE STRIPS TIRAS ABRASIVAS ESPECIALES	22	DIAMOND DISCS DISCOS DIAMANTADOS	44
KIT PRIME M.I.R - MICRODONT REDUCCION INTERPROXIMAL MIR HANDLE MANGO MIR	23	MANDRELS HP MANDRILES PM	45
KIT MIR 1.0 - 4 STEPS CALIBRATOR GAUGE REGLA DE MEDIR DIENTE	24	ACCESSORIES HP ACCESORIOS PM HP ALUMINUM BUR BLOCKS FRESEROS DE ALUMINIO PM AUTOCLAVABLE PLASTIC BUR BLOCKS FRESERO DE PLÁSTICO AUTOCLAVABLE	45
KIT MIR 2.0 - 5 STEPS	25		
POLIDONT INTRODUCTORY KIT KIT POLIDONT INTRODUCTÓRIO MINI POLIDONT INTRODUCTORY KIT MINI KIT POLIDONT INTRODUCTÓRIO	26		
POLISHERS KIT ESSENTIAL PROFESSIONAL KIT PULIDORES ESENTIAL PROFESIONAL	27		

BURS & DISCS | FRESAS Y DISCOS

DIAMOND BURS FG | FRESAS DIAMANTADAS FG


Diamond bur is an abrasive device used to perform the dental preparation by wearing enamel and dentin, direct restorative material removal and is also suitable for adjusting prosthetic parts (composites, porcelain or metal). They are offered in different grit sizes of abrasive (diamond) according with the type of procedure as it follows below:

La fresa diamantada es un dispositivo abrasivo utilizado para realizar la preparación cavitaria en esmalte y dentina, remoción de material restaurador y también está indicado para el ajuste de piezas protéticas (compósitos, porcelana o metal). Las fresas son ofrecidas en diversos tamaños (granos) de abrasivo (diamante), y de acuerdo al tipo de procedimiento, conforme sigue:

COLOR COLOR	GRIT SIZE GRANULACIÓN	CUTTING CORTE	PROCEDURE PROCEDIMIENTO
 YELLOW AMARILLO	Extra Fine Grain Grano Extra Fino	Finishing of composites Acabado final de compósitos	Indicated for finishing of composite or porcelain. Indicado para el acabado de restauraciones en compósito o porcelana.
 RED ROJO	Fine Grain Grano Fino	Pre-finishing cavity preparation Pre-acabado preparación cavitaria	Indicated for the finishing walls and edges of cavity preparation. Indicado para el acabado de las paredes y de los bordes de la preparación cavitaria.
 BLUE AZUL	Standard Grain Grano Mediano	Universal grinding Desbaste universal	Used for procedures in enamel, dentine and removal of restorative material. Utilizado para procedimientos en esmalte, dentina y remoción de material restaurador.
 GREEN VERDE	Coarse Grain Grano Grueso	Pre-grinding Desbaste rápido	Indicated for quickly reduction of thick layers of dental structure. Indicado para una reducción rápida de capas espesas de estructura dental.
 BLACK NEGRO	Extra Coarse Grain Grano Extra Grueso	Coarse pre-grinding Desbaste super rápido	Indicated for super quickly reduction of thick layers of dental structure. Indicado para una reducción súper rápida de capas espesas de estructura dental.

GRIT CODE CODIGO GRANO	CODE MEANING	SIGNIFICADO DEL CODIGO	COLOR
EF/FF	EXTRA FINE	EXTRA FINO	
F	FINE	FINO	
M	MEDIUM	MEDIANO	
C/G	COARSE	GRUESO	
EC/EG/VC	EXTRA COARSE	EXTRA GRUESO	
S	SHORT	PEQUEÑA	
HL	LONG SHANK	VÁSTAGO LARGO	

FG: HIGH SPEED / ALTA ROTACIÓN
RA/CA: RIGHT ANGLE / CONTRA ÁNGULO
HP/PM: HAND PIECE / PIEZA DE MANO





DIAMOND BURS FG | FRESAS DIAMANTADAS FG

ROUND

ESFERICA

REF.	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1012HL	1014HL	1016HL	1019HL	3016HL	3017HL	3018HL	1302
ISO/FIG.	001/801	001/801	001/801	001/801	001/801	001/801	001/801	001/801	001/801	001/801	001/801	001/801	001/801	001/801	001/801	001/801	001/801	001/801
Ø	008	009	010	012	014	016	018	021	023	016	010	014	018	016	018	025	029	010
L1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L2	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	21.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	16.5
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

ROUND + COLLAR

ESFERICA CON COLLAR

REF.	1022	1023	1024	1025
ISO/FIG.	002/802	002/802	002/802	002/802
Ø	010	012	014	016
L1	2.6	2.6	2.6	3.0
L2	19.0	19.0	19.0	19.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●●	●

INVERTED CONE

CONO INVERTIDO

REF.	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1150	1151	1153	1312
ISO/FIG.	010/805	010/805	010/805	010/805	010/805	010/805	010/805	010/805	226/807	226/807	226/807	010/805
Ø	008	009	010	012	014	016	018	021	012	012	016	010
L1	0.9	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	1.8	4.0	3.5	4.0	0.9
L2	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	21.0	21.0	16.5
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

DOUBLE INVERTED CONE

DOBLE CONO INVERTIDO

REF.	1042	1043	1045	1046	1047
ISO/FIG.	019/806	019/806	032/813	032/813	032/813
Ø	010	012	012	014	018
L1	2.6	2.6	1.5	2.0	2.2
L2	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●	●	●

SPECIALS

ESPECIALES

REF.	2137	3138
ISO/FIG.	195/820	466/820
Ø	005	010
L1	1.0	1.0
L2	19.0	19.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●●●	●●●

DOUBLE CONE

CONO DOBLE

REF.	3180	3833
ISO/FIG.	038/811	039/811
Ø	031	034
L1	4.5	5.5
L2	19.0	21.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●●

FLAME

LLAMA

REF.	1111	3117	3118
ISO/FIG.	243/368	243/368	243/368
Ø	014	020	023
L1	5.0	5.0	5.0
L2	19.0	19.0	19.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●●●	●●●	●●●

WHEEL

RUEDA

REF.	1051	1052	1320	3053	3054	4141	4142
ISO/FIG.	040/815	040/815	040/815	068/909	042/818	552/834	552/834
Ø	012	018	014	040	042	016	018
L1	0.5	0.5	0.7	1.4	0.6	6.0	6.0
L2	19.0	19.0	16.5	19.0	21.0	21.0	21.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●●	●	●	●	●	●	●

GROSS REDUCTION

MARCADOR PROFUNDIDAD

REF.	3213	4217
ISO/FIG.	511/651	513/653
Ø	016	018
L1	5.0	8.5
L2	19.0	21
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●●	●●

PEAR

PERA

REF.	1147	1148	3168
ISO/FIG.	237/830	237/830	237/379
Ø	012	012	023
L1	2.5	3.5	4.0
L2	19.0	19.0	19.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●●●

FLAT END CYLINDER

CILINDRICA EXTREMIDAD PLANA

CILINDRO EXTENDIDO L1 F1																				
																				
REF.	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1098	1342	1343	2096	2173	3097	3098	3099	3100	3101	4102	4103	
ISO/FIG.	109/835	108/835	109/835	109/835	109/835	110/836	108/835	109/835	108/835	108/835	110/836	150/839	111/837	111/837	111/837	111/837	112/837	112/837	112/837	
Ø	008	009	010	012	014	012	012	016	009	010	014	012	010	014	016	016	012	014	016	
L1	4.5	3.0	4.0	4.0	4.0	6.0	3.0	4.0	2.0	3.0	6.0	0.6	8.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0	
L2	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	16.5	19.0	16.5	16.5	21.0	19.0	21.0	21.0	21.0	22.0	25.0	25.0	24.0	
GRIT SIZE GRANULACIÓN																				

DIAMOND BURS FG | FRESAS DIAMANTADAS FG

—TORPEDO CYLINDER

TORPEDO CILINDRICA

FOR EDS CILINDRICA									
	REF.	2214	2215	3215	3216	3217	3218	4220	4230
ISO/FIG.	288/ 877	288/ 877	289/ 878	289/ 878	289/ 878	289/ 878	289/ 878	290/ 879	290/ 879
Ø	Ø10	Ø12	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø16	Ø18	Ø18
L1	6.0	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0
L2	21.0	21.0	22.0	22.0	22.0	22.0	24.0	24.0	24.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN									

CYLINDER ROUND END

GLINDRICA EXTREMIDAD REDONDEADA

CILINDRICA EXTREMIDAD REDONDEADA					
					
REF.	1141	2143	3145	3146	4219
ISO/FIG.	139/838	140/880	141/881	141/881	142/881
Ø	Ø10	Ø12	Ø12	Ø14	Ø14
L1	4.0	6.0	8.0	8.0	10.0
L2	19.0	19.0	22.0	22.0	25.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	● ●	● ●	●	●

BEVELED CYLINDER

CILINDRO BISELADO

CINQUEVITE BISELATO					
					
REF.	2121	3122	4123	4124	
ISO/FIG.	125/ 884	130/ 885	131/ 886	131/ 886	
Ø	Ø12	Ø12	Ø14	Ø16	
L1	6.0	8.0	10.0	10.0	
L2	21.0	21.0	25.0	25.0	
GRIT SIZE GRANULAZIONE	●	● ● ● ● ● ● ● ●	●	● ● ● ● ● ● ● ●	

FLAT END TAPER

CONICA EXTREMIDAD PLANA

FLAT END TAPER CONICA EXTREMIDAD PLANA																						
																						
REF.	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1332	1333	1377	2067	2068	3069	3070	3071	3127	3200	3210	3332	4072	4200	5015	5016
ISO/FIG.	169/ 845	170/ 845	170/ 845	170/ 845	170/ 846	170/ 846	169/ 845	169/ 845	170/ 845	172/ 847	172/ 847	172/ 847	173/ 848	173/ 848	170/ 845	172/ 847	173/ 848	172/ 847	173/ 848	173/ 848	173/ 848	173/ 848
Ø	009	010	012	012	012	014	010	012	008	014	016	018	014	016	018	010	012	021	018	010	018	018
L1	3.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	3.0	3.0	4.0	8.0	8.0	8.0	10.0	10.0	4.0	8.0	10.5	8.0	10.0	11.0	11.0	11.0
L2	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	16.5	16.5	16.5	22.0	22.0	22.0	24.0	24.0	19.0	21.0	22.0	22.0	21.0	24.0	25.0	25.0
GRIT SIZE GRANULACION	●	●	●	●	● ●	● ●	●	●	●	●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	●	●	● ●	● ● ●	●	● ●	● ●



DIAMOND BURS FG | FRESAS DIAMANTADAS FG

CONE ROUND END

CONICA EXTREMIDAD REDONDEADA

																	
REF.	2046	2131	2133	2134	2135	2136	2138	3038	3131	3139	4135	4136	4137	4138	5017		
ISO/FIG.	196/856	195/856	196/849	198/856	198/856	197/855	198/856	198/856	196/856	198/856	199/856	199/850	198/856	199/850	200/850		
Ø	022	021	015	014	016	016	024	018	025	021	014	016	025	018	018		
L1	4.0	2.3	4.0	8.0	8.0	6.0	8.0	8.0	4.0	8.0	10.0	10.0	8.0	11.0	11.5		
L2	19.0	19.0	21.0	22.0	21.0	21.0	21.0	22.0	19.0	21.0	24.0	24.0	21.0	24.0	24.0		
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

SAFE END

CONICA EXTREMIDAD INACTIVA

					
REF.	2082	3082	3083	4083	4084
ISO/FIG.	190/851	220/857	190/851	190/851	190/851
Ø	016	018	016	018	018
L1	8.0	10.0	10.0	11.0	10.0
L2	22.0	24.0	24.0	25.0	21.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●	●	●

CONICAL TORPEDO

TORPEDO CONICO

																	
REF.	1112	1190	2200	2202	2112	2224	3113	3193	3195	3203	3205	3207	3227	3228			
ISO/FIG.	296/877K	295/877K	297/857K	298/858K	297/877K	297/877K	298/878K	298/879K	299/879K	299/879K	299/879K	299/879K	298/878K	298/878K			
Ø	014	010	010	012	012	016	012	016	016	012	014	016	016	018			
L1	5.0	3.2	7.0	8.0	6.0	6.0	8.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	8.0			
L2	19.0	19.0	22.0	22.0	19.0	21.0	22.0	25.0	24.0	25.0	25.0	24.0	22.0	22.0			
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

CYLINDER OGIVAL END

CILINDRICA EXTREMIDAD OJIVAL

	
REF.	4114
ISO/FIG.	249/862
Ø	016
L1	8.0
L2	22.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●




ENDODONTICS KIT | KIT DE ENDODONCIA

Its intelligent design, specially developed for cavity preparation, allows precise access to the pulp chamber without causing wear unnecessarily, as well as providing effective preparation of the surrounding walls. It has an FG shank and is available in coarse grain.

Su diseño inteligente, especialmente concebido para la preparación de cavidades, permite un acceso preciso a la cámara pulpar sin generar un desgaste innecesario, además de proporcionar una preparación eficaz de las paredes circundantes. Tiene un inserto FG y está disponible en grano grueso.

ENDO ACCESS

ENDO ACCESS



REF.	1038HLC	1039HLC	1020C	1020HLC	1040HLC
ISO / FIG	002/802	002/802	220/857	220/857	002/802
Ø	010	014	014	014	018
L1	10.0	10.0	8.0	8.0	10.0
L2	25.0	25.0	21.0	25.0	25.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●	●	●



135 °C



AUTOCLAVABLE.
AUTOCLAVABLE.

CODE
CÓDIGO

10.803.013A


PERIODONTICS KIT | KIT DE PERIODONCIA

Diamond Burs for periodontics are rotary instruments with an RA socket, which, when connected to a low-speed handpiece (micromotor + right-angle), are specifically intended for some periodontal procedures, such as odontoplasty and root straightening and root planing. The kit consists of different formats available in medium, fine and extra-fine grains.


Las Puntas Diamantadas para periodoncia son instrumentos rotatorios con inserto CA que, conectados a una pieza de mano con baja rotación (micromotor + contra-ángulo), se destinan específicamente a algunos procedimientos periodontales, como la odontoplastia y el alisado radicular. El kit se compone de diferentes formatos disponibles en granos medio, fino y extrafino.

PERIODONT

PERIODONT



REF.	7000HLEF	7000HLF	7000HL	7001HLEF	7001HLF	7001HL	7002EF	7002F	7002	7003EF	7003F	7003
ISO / FIG	268/831L	268/831L	268/831L	259/832L	259/832L	259/832L	267/831	267/831	267/831	258/832	258/832	258/832
Ø	012	013	014	014	014	016	012	013	014	014	014	016
L1	7.0	7.0	7.0	5.0	5.0	5.0	7.0	7.0	7.0	5.0	5.0	5.0
L2	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



135 °C



AUTOCLAVABLE.
AUTOCLAVABLE.

CODE
CÓDIGO

10.803.014A

DIAMOND BUR KITS | KIT FRESAS DIAMANTADAS

Our diamond burs can be purchased in individual blisters or kits, whether they are for prothesis, pediatric dentistry, laminated veneer or multiuse purpose. They are available in acrylic and aluminum bur blocks.

Nuestras fresas de diamante se pueden comprar en blisteres individuales o kits indicados para prótesis, odontopediatría, facetas laminadas o para multiuso. Están disponibles en freseros de aluminio y plástico.

INLAY ONLAY KIT

KIT INLAY ONLAY

												
REF.	1014	1016	1046	2133	2133F	3131	3203	4137F	4137	4138	4138F	9714FF
ISO/FIG.	001/801	001/801	032/813	196/849	196/849	196/856	299/879K	198/856	198/856	199/850	199/850	172
Ø	014	018	014	015	015	025	012	025	025	018	018	014
L1	-	-	2.0	4.0	4.0	4.0	10.0	8.0	8.0	11.0	11.0	7.6
L2	19.0	19.0	19.0	21.0	21.0	19.0	25.0	21.0	21.0	24.0	24.0	21.0
GRIT SIZE GRANULACION	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



CODE CÓDIGO	CODE CÓDIGO
10.803.005	10.803.005A

DENTAL PROTHESIS KIT

KIT PRÓTESIS DENTARIA

												
REF.	1064	2135	2215	3053	3069	3100	3113	3118	3203	3228	4137	4138
ISO/FIG.	170/845	198/856	288/877	068/909	172/847	111/837	288/878K	243/368	299/879K	298/878K	198/856	199/850
Ø	012	016	012	040	018	016	012	023	012	018	025	018
L1	4.0	8.0	6.0	1.4	8.0	8.0	8.0	5.0	10.0	8.0	8.0	11.0
L2	19.0	21.0	21.0	19.0	22.0	22.0	22.0	19.0	25.0	22.0	21.0	24.0
GRIT SIZE GRANULACION	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



CODE CÓDIGO	CODE CÓDIGO
10.803.007	10.803.007A

PROFESSIONAL FIXED PROSTHESES KIT

KIT PRÓTESIS FIJA PROFESIONAL

												
REF.	2096	2135	2135F	3069	3118	3146	3180	3195	3216	3228	4137	5016
ISO/FIG.	110/836	198/856	198/856	172/847	243/368	141/881	038/811	299/879K	289/878	298/878	198/856	173/848
Ø	014	016	016	018	023	014	031	016	012	018	025	018
L1	6.0	8.0	8.0	8.0	5.0	8.0	4.5	10.0	8.0	8.0	8.0	11.0
L2	21.0	21.0	21.0	22.0	19.0	22.0	19.0	24.0	22.0	22.0	21.0	25.0
GRIT SIZE GRANULACION	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●




CODE CÓDIGO
10.809.9039

DIAMOND BUR KITS | KIT FRESAS DIAMANTADAS

ULTRAFINE FINISHING KIT

KIT ACABADO ULTRAFINO




REF.	1093EF	1112EF	1190EF	2135EF	3118EF	3168EF	3195EF
ISO/FIG.	109/ 835	296/ 877K	295/ 877K	198/ 856	243/ 368	237/ 379	299/ 879K
Ø	012	014	010	016	023	023	016
L1	4.0	5.0	3.2	8.0	5.0	4.0	10.0
L2	19.0	19.0	19.0	21.0	19.0	19.0	24.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●	●	●	●	●



CODE CÓDIGO	CODE CÓDIGO
10.803.009	10.803.009A

FINE FINISHING KIT

KIT ACABADO FINO




REF.	1093F	1112F	1190F	2135F	3118F	3168F	3195F
ISO/FIG.	109/ 835	296/ 877K	295/ 877K	198/ 856	243/ 368	237/ 379	299/ 879K
Ø	012	014	010	016	023	023	016
L1	4.0	5.0	3.2	8.0	5.0	4.0	10.0
L2	19.0	19.0	19.0	21.0	19.0	19.0	24.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●	●	●	●	●



CODE CÓDIGO	CODE CÓDIGO
10.801.003	10.801.003A

FINE AND ULTRAFINE FINISHING KIT

KIT ACABADO FINO Y ULTRAFINO




REF.	1190F	1190EF	2135F	3118F	3168EF	3195F	3195EF
ISO/FIG.	295/ 877K	295/ 877K	198/ 856	243/ 368	237/ 379	299/ 879K	299/ 879K
Ø	010	010	016	023	023	016	016
L1	3.2	3.2	8.0	5.0	4.0	10.0	10.0
L2	19.0	19.0	21.0	19.0	19.0	24.0	24.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●	●	●	●	●



CODE CÓDIGO	CODE CÓDIGO
10.801.004	10.801.004A

LAMINATED VENEER PREPARATION KIT

KIT FACETAS LAMINADAS



REF.	1013	2135F	2135EF	4138	4141	4142
ISO/FIG.	001/ 801	198/ 856	198/ 856	199/ 850	552/ 834	552/ 834
Ø	012	016	016	018	016	018
L1	-	8.0	8.0	11.0	6.0	6.0
L2	19.0	21.0	21.0	24.0	21.0	21.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●	●	●	●




CODE CÓDIGO	CODE CÓDIGO
10.801.002	10.801.002A

DIAMOND BUR KITS | KIT FRESAS DIAMANTADAS

CROWN PREPARATION KIT (SPECIAL)

KIT PREPARACIÓN DE CORONA (ESPECIAL)




REF.	1147	1147EF	2068	2135EF	2173	2173F	3069	3069EF	3070EF	3180	3195	4072	4135EF	4142
ISO/FIG.	237/ 830	237/ 830	172/ 847	198/ 856	150/ 839	150/ 839	172/ 847	172/ 847	173/ 848	038/ 811	299/ 879K	173/ 848	199/ 856	552/ 834
Ø	012	012	016	016	012	012	018	018	014	031	016	018	014	018
L1	2.5	2.5	8.0	8.0	0.6	0.6	8.0	8.0	10.0	4.5	10.0	10.0	10.0	6.0
L2	19.0	19.0	22.0	21.0	19.0	19.0	22.0	22.0	24.0	19.0	24.0	21.0	24.0	21.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CODE
CÓDIGO

10.801.005S

CROWN PREPARATION KIT

KIT PREPARACIÓN DE CORONA




REF.	1066C	2068EF	2096	3053	3071	3071C	3195F	3215	3216
ISO/FIG.	170/ 846	172/ 847	110/ 836	068/ 909	173/ 848	173/ 848	299/ 879K	289/ 878	289/ 878
Ø	014	016	014	040	016	016	016	010	012
L1	5.0	8.0	6.0	1.4	10.0	10.0	10.0	8.0	8.0
L2	19.0	22.0	21.0	19.0	24.0	24.0	24.0	22.0	22.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●	●	●	●	●	●	●


CODE
CÓDIGO
10.801.005CODE
CÓDIGO
10.801.005A

OPERATIVE KIT

KIT OPERATORIA



REF.	1011	1012	1013	1014	1016	1063	1090	1190F	1190EF	2135F
ISO/FIG.	001/ 801	001/ 801	001/ 801	001/ 801	001/ 801	170/ 845	109/ 835	295/ 877K	295/ 877K	198/ 856
Ø	009	010	012	014	018	012	008	010	010	016
L1	-	-	-	-	-	4.0	4.5	3.2	3.2	8.0
L2	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	21.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



REF.	2135EF	2143	3071	3118	3118EF	3118F	3168F	3168EF	3195F	3195EF
ISO/FIG.	198/ 856	140/ 880	173/ 848	243/ 368	243/ 368	243/ 368	237/ 379	237/ 379	299/ 879K	299/ 879K
Ø	016	012	016	023	023	023	023	023	016	016
L1	8.0	6.0	10.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	10.0	10.0
L2	21.0	19.0	24.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	24.0	24.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CODE
CÓDIGO

10.809.9041

DIAMOND BUR KITS | KIT FRESAS DIAMANTADAS

ACADEMIC KIT

KIT ACADEMICO

REF.	1016	1147F	1052	1094C	1095C	1098	2135	2135F	2136	2173	2200	3118F	3122F	3131	3139	3145	3146	3180	3332	4072	4138EF	5016EF
ISO/FIG.	001/801	237/830	040/815	109/835	110/836	109/835	198/856	198/856	197/855	150/839	297/857K	243/368	130/885	196/856	198/856	141/881	141/881	038/811	172/847	173/848	199/850	173/848
Ø	018	012	018	014	012	016	016	016	016	012	010	023	012	025	021	012	014	031	021	018	018	018
L1	-	2.5	0.5	4.0	6.0	4.0	8.0	8.0	6.0	0.6	7.0	5.0	8.0	4.0	8.0	8.0	8.0	4.5	8.0	10.0	11.0	11.0
L2	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	21.0	21.0	21.0	19.0	22.0	19.0	21.0	19.0	21.0	22.0	22.0	19.0	22.0	21.0	24.0	25.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MULTIUSE COLLECTION KIT

KIT COLECCIÓN
MULTIUSO

REF.	1011	1012	1015	1031	1033	1034	1046	1090	1091
ISO/FIG.	001/801	001/801	001/801	010/805	010/805	010/805	032/813	109/835	108/835
Ø	009	010	016	009	012	014	014	008	009
L1	-	-	-	0.9	1.2	1.4	2.0	4.5	3.0
L2	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CODE
código

10.809.9040

REF.	1092	1093	2067	2134	2200	3070	3118	3195	4138
ISO/FIG.	109/835	109/853	172/847	198/856	297/857K	173/848	243/368	299/879K	199/850
Ø	010	012	014	014	010	014	023	016	018
L1	4.0	4.0	8.0	8.0	7.0	10.0	5.0	10.0	11.0
L2	19.0	19.0	22.0	22.0	22.0	24.0	19.0	24.0	24.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CODE
código

10.803.001

CODE
código

10.803.001A

PEDIATRIC DENTISTRY KIT

KIT ODONTOPEDIATRÍA

REF.	1302	1312	1320	1332	1333	1342	1343
ISO/FIG.	001/801	010/805	040/815	169/845	169/845	108/835	108/835
Ø	010	010	014	010	012	009	010
L1	-	0.9	0.7	3.0	3.0	2.0	3.0
L2	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●	●	●	●	●

CODE
código

10.801.006

CODE
código

10.801.006A

CARBIDE SPECIAL BURS FG | FRESAS DE CARBURO ESPECIALES FG

Carbide Burs are indicated for cutting bone tissue, dental section, endodontics treatment, cavity preparation, dental wear, and other restorative and prosthetic materials.

Las Fresas de Carburo son indicadas para corte de tejido óseo, sección dental, tratamiento endodóntico, preparación cavitaria, para desgaste dental y desgaste de materiales restauradores así como protéticos.

ZEKRYA ZEKRYA

			
REF.	41.071.002	41.071.003	
ISO/FIG.	199	199	
Ø	016	016	
L1	10.2	10.2	
L2	25	28	

ENDO-Z ENDO-Z

			
REF.	41.071.006	41.071.001	
ISO/FIG.	219	219	
Ø	015	015	
L1	8.6	9.0	
L2	21	25	

CROWN CUTTER TRANSMETAL

			
REF.	153	154	
ISO/FIG.	137	137	
Ø	012	010	
L1	4.0	2.0	
L2	19	19	

LINDEMANN LINDEMANN

		
REF.	41.071.004	
ISO/FIG.	409	
Ø	016	
L1	10.0	
L2	25	

LINDEMANN CROSS CUT LINDEMANN CORTE TRANSVERSAL

		
REF.	41.071.005	
ISO/FIG.	414	
Ø	016	
L1	10.0	
L2	25	

SURGICAL BURS | FRESAS QUIRURGICAS

SURGICAL BURS FRESAS QUIRURGICAS

											
REF.	OS 2	OS 3	OS 4	OS 5	OS 6	OS 7	OS 8	OS 700	OS 701	OS 702	OS 703
ISO/FIG.	001	001	001	001	001	001	001	168	168	168	168
Ø	010	012	014	016	018	021	023	010	012	016	021
L1	-	-	-	-	-	-	-	4.2	4.2	4.4	4.8
L2	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25



FINISHING BURS 12 BLADES | FRESAS PARA ACABADO 12 HILOS

FINISHING TORPEDO ACABADO DE TORPEDO

REF.	283	284
ISO/FIG.	249	250
Ø	012	014
L1	7.6	10.0
L2	21	25

FLAME LLAMA

REF.	7104F	7106F
ISO/FIG.	254	254
Ø	014	016
L1	3.4	3.9
L2	19	19

TAPER FINISHING ACABADO CÓNICA

REF.	7283F	
ISO/FIG.	299	
Ø	016	
L1	10.0	
L2	25	

TAPER POINTED CÓNICA PONTIAGUDA

REF.	7114F	7214F	7714F	7205F
ISO/FIG.	181	182	184	184
Ø	009	010	014	016
L1	3.4	5.1	7.6	8.5
L2	21	21	21	19

EGG HUEVO

REF.	7404F	7406F
ISO/FIG.	277	277
Ø	014	016
L1	2.8	3.4
L2	19	19

BULLET BALA

REF.	7801F	7802F	7803F
ISO/FIG.	499	499	499
Ø	009	010	012
L1	2.7	2.8	2.9
L2	19	19	19

NEEDLE AGUJA

REF.	7901F	7902F	7903F
ISO/FIG.	246	246	247
Ø	009	010	012
L1	2.2	3.4	3.7
L2	19	19	19

CONICAL WITH ROUNDED END CÓNICO CON EXTREMO REDONDEADO

REF.	7664F	
ISO/FIG.	198	
Ø	015	
L1	8.6	
L2	21	

FINISHING BURS 30 BLADES | FRESAS ACABADO 30 HILOS

BULLET BALA

REF.	9803FF	
ISO/FIG.	499	
Ø	012	
L1	2.9	
L2	19	

TAPER POINTED CÓNICA PONTIAGUDA

REF.	9214FF	9714FF
ISO/FIG.	182	184
Ø	010	014
L1	5.1	7.6
L2	21	21

TAPER FINISHING ACABADO CÓNICA

REF.	9713FF	9642FF
ISO/FIG.	182	197
Ø	012	010
L1	5.1	5.7
L2	21	21

EGG HUEVO

REF.	9406FF	
ISO/FIG.	277	
Ø	016	
L1	3.4	
L2	19	

STRAIGHT FINISHING ACABADO RECTO

REF.	9572FF	
ISO/FIG.	137	
Ø	010	
L1	3.7	
L2	19	

NEEDLE AGUJA

REF.	9903FF	9904FF
ISO/FIG.	247	247
Ø	012	014
L1	4.9	4.9
L2	21	21

CARBIDE BURS FG | FRESAS DE CARBURO FG

ROUND

ESFÉRICA

										
REF.	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	7	8
ISO/FIG.	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
Ø	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023
L1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L2	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19

INVERTED CONE

CONO INVERTIDO

					
REF.	33 1/2	34	35	36	37
ISO/FIG.	010	010	010	010	010
Ø	006	008	010	012	014
L1	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1
L2	19	19	19	19	19

AMALGAM

PREPARATION
AMALGAMA
PREPARACIÓN

		
REF.	245	246
ISO/FIG.	233	233
Ø	009	012
L1	2.7	3.7
L2	19	19

FISSURE

CILÍNDRICA

			
REF.	56	57	57L
ISO/FIG.	107	107	109
Ø	009	010	010
L1	3.4	3.8	4.9
L2	19	19	21

CROSS CUT FISSURE

CILÍNDRICA CORTE CRUZADO

					
REF.	556	556L	557	557L	558
ISO/FIG.	107	109	107	109	107
Ø	009	009	010	010	012
L1	3.6	4.9	3.8	4.9	3.8
L2	19	21	19	21	19

ROUND END CROSS CUT FISSURE

CILÍNDRICO EXTREMIDAD REDONDEADA CORTE CRUZADO

					
REF.	1556	1557	1558	1559	1958
ISO/FIG.	137	137	137	137	137
Ø	009	010	012	014	012
L1	3.8	4.1	4.1	4.5	3.7
L2	19	19	19	19	19

END CUTTING

CORTE FINAL

		
REF.	956	957
ISO/FIG.	150	150
Ø	009	010
L1	3.2	3.7
L2	19	19

TAPER FLAT END FISSURE

CÓNICA LARGA EXTREMIDAD PLANA

							
REF.	169	169L	170	170L	171	171L	172
ISO/FIG.	168	171	168	171	168	171	168
Ø	009	009	010	010	012	012	016
L1	3.4	4.9	3.8	4.9	3.8	4.9	4.1
L2	19	21	19	21	19	21	19

TAPER FLAT END X-CUT FISSURE

CÓNICA EXTREMIDAD PLANA CORTE CRUZADO

								
REF.	699	699L	700	700L	701	701L	702	703
ISO/FIG.	168	171	168	171	168	171	168	168
Ø	009	009	010	010	012	012	016	021
L1	3.7	4.9	4.2	5.4	4.2	5.4	4.4	4.8
L2	19	21	19	21	19	21	19	19

PEAR

PERA

					
REF.	329	330	331	331L	332L
ISO/FIG.	237	237	237	238	238
Ø	006	008	010	010	012
L1	1.6	1.8	2.0	4.0	4.0
L2	19	19	19	21	21

CYLINDRICAL WITH

ROUNDED EDGES

CILÍNDRICO CON BORDE
REDONDEADO

	
REF.	256
ISO/FIG.	146
Ø	009
L1	2.7
L2	19

SOLID SHANK



CARBIDE BURS RA | FRESAS DE CARBURO CA

ROUND
ESFÉRICA

										
REF.	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	7	8
ISO/FIG.	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
Ø	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023
L1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L2	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22

INVERTED CONE
CONO INVERTIDO

			
REF.	33 1/2	34	35
ISO/FIG.	010	010	010
Ø	006	008	010
L1	0.6	1.0	1.2
L2	22	22	22

AMALGAM
PREPARATION
AMALGAMA
PREPARACIÓN

	
REF.	245
ISO/FIG.	233
Ø	009
L1	2.9
L2	22

FISSURE
CILÍNDRICA

		
REF.	56	57
ISO/FIG.	107	107
Ø	009	010
L1	3.8	4.1
L2	22	22


CROSS CUT FISSURE
CILÍNDRICO CORTE CRUZADO

		
REF.	556	557
ISO/FIG.	107	107
Ø	009	010
L1	3.8	4.1
L2	22	22

TAPER FLAT END
FISSURE
CÓNICA LARGA EXTREMIDAD PLANA

	
REF.	169
ISO/FIG.	168
Ø	009
L1	3.8
L2	22

TAPER FLAT END X-CUT
FISSURE
CÓNICA CORTE CRUZADO

					
REF.	699	700	701	702	703
ISO/FIG.	168	168	168	168	168
Ø	009	010	012	016	021
L1	3.8	4.1	4.1	4.5	5.2
L2	22	22	22	22	22




GATES GLIDDEN BUR | FRESA GATES GLIDDEN

Gates Glidden are stainless steel burs with long shank and flame-shaped ends used for preparation of the coronal third of the canal and for eliminating interferences.

Gates Glidden son fresas de acero inoxidable con vástago largo y extremos en forma de llama que se utilizan para la preparación del tercio coronal del canal y para eliminar las interferencias.

GATES 28MM


GATES



REF.	1	2	3	4	5	6
ISO/FIG.	679	679	679	679	679	679
Ø	050	070	090	110	130	150
L1	13	13	13	13	13	13
L2	28	28	28	28	28	28

GATES 32MM

GATES



REF.	1	2	3	4	5	6
ISO/FIG.	679	679	679	679	679	679
Ø	050	070	090	110	130	150
L1	16	16	16	16	16	16
L2	32	32	32	32	32	32


PEESO BUR | FRESA LARGO

Peeso burs are used in the preparation of posterior space in canals (already enlarged) or in retreatment to remove the obturating material.

Las fresas Peeso se utilizan en la preparación del espacio posterior en canales (ya agrandados) o en retratamiento para eliminar el material de obturación.

PEESO 28MM


LARGO



REF.	1	2	3	4	5	6
ISO/FIG.	682	682	682	682	682	682
Ø	070	090	110	130	150	170
L1	13	13	13	13	13	13
L2	28	28	28	28	28	28

PEESO 32MM

LARGO



REF.	1	2	3	4	5	6
ISO/FIG.	682	682	682	682	682	682
Ø	070	090	110	130	150	170
L1	16	16	16	16	16	16
L2	32	32	32	32	32	32

SPECIAL BURS | FRESAS ESPECIALES




Microdont Ceramic Bur is recommended for: soft tissue surgery, such as: exposure of implants or gingivectomies. The benefits of our ceramic bur are: reduced hemorrhage chances and avoiding tissues necrosis.

La Fresa de Cerámica Microdont es recomendada para: cirugía de tejidos blandos, como: exposición de implantes o gingivectomías. Los beneficios de nuestra fresa cerámica son: reducir posibilidades de hemorragia y evitar la necrosis de los tejidos.

SOFT BUR SOFT BUR



CODE código	10.109.SOFT BUR
REF.	10109
ISO/FIG.	249
Ø	015
L1	7.0
L2	25.0



ACCESSORIES | ACCESORIOS

Microdont bur blocks are manufactured in aluminum or plastic. They are suitable for RA, FG and HP burs. These models present 5, 7, 10, 15, 21, 24 and 60 holes.

Los freseros Microdont están hechos en aluminio o plástico. Son disponibles en CA, FG e PM. En los modelos 5, 7, 10, 15, 21, 24 y 60 huecos.

ALUMINUM BUR BLOCKS | FRESEOS DE ALUMINIO

FG BUR BLOCK

FRESERO FG



CODE CÓDIGO	HOLES HUECOS
40.106.006	10
40.106.011	15
40.106.023	21
40.106.026	24
40.106.031	60

RA BUR BLOCK

FRESERO CA



CODE CÓDIGO	HOLES HUECOS
40.105.002	10
40.105.009	15
40.105.015	21
40.105.022	24
40.105.028	60



135 °C



AVAILABLE IN 7 COLORS.
DISPONIBLE EN 7 COLORES.

AUTOCLAVABLE.
AUTOCLAVABLE.

PLASTIC BUR BLOCKS | FRESEOS DE PLÁSTICO

35 HOLES FG OR RA

35 HUECOS FG O CA



NON-AUTOCLAVABLE MATERIAL
MATERIAL NO AUTOCLAVABLE

CODE CÓDIGO	10.060.001	10.060.002
MODEL MODELO	FG	RA CA


MODULAR BUR BLOCKS | FRESEROS MODULARES

Microdont modular bur blocks are made of plastic. They are autoclavable and suitable for RA, FG and HP burs. These models present 36 or 72 holes.

Los freseros modulares de Microdont están hechos en plástico. Son autoclavables y adecuadas para fresas CA, FG y PM. Estos modelos presentan 36 o 72 huecos.

36 HOLES FG & RA

36 HUECOS FG y CA



CODE
CÓDIGO

10.060.020

HOLES FG

HUECOS FG

20


HOLES RA

HUECOS CA

16

36 HOLES FG, RA & HP

36 HUECOS FG, CA y PM



CODE
CÓDIGO

10.060.021

HOLES FG

HUECOS FG

20


HOLES RA | HP

HUECOS CA | PM

16

72 HOLES FG & RA

72 HUECOS FG y CA



CODE
CÓDIGO

10.060.022

HOLES FG

HUECOS FG

40


HOLES RA

HUECOS CA

32

72 HOLES FG, RA & HP

72 HUECOS FG, CA y PM



CODE
CÓDIGO

10.060.023

HOLES FG

HUECOS FG

40

HOLES RA | HP

HUECOS CA | PM

32



135 °C



AUTOCLAVABLE.
AUTOCLAVABLE.



NEW!
NUEVO!

ACCESSORIES | ACCESORIOS

Endodontic accessories are autoclavable, easy to use and available in 9 colors.

Los accesorios endodonticos son autoclavables, de facil manuseo y estan disponibles en 9 colores.

ENDO RULER | REGLA PARA ENDO

ENDO RULER REGLA PARA ENDO

CODE CÓDIGO	40.107.001	40.107.002	40.107.003	40.107.004	40.107.005	40.107.006	40.107.007	40.107.008	40.107.009
COLOR COLOR	BLUE AZUL	RED ROJO	SILVER PLATEADO	PURPLE PURPURA	GOLD ORO	PINK ROSA	GREEN VERDE	BRASS LATON	ORANGE NARANJA



135 °C



AVAILABLE IN
9 COLORS.
DISPONIBLE EN
9 COLORES.
AUTOCLAVABLE.
AUTOCLAVABLE.

FILE DISPENSER | PORTA LIMA

FILE DISPENSER PORTA LIMA

CODE CÓDIGO	40.108.001	40.108.002	40.108.003	40.108.004	40.108.005	40.108.006	40.108.007
COLOR COLOR	PURPLE PURPURA	GREEN VERDE	RED ROJO	PINK ROSA	GOLD ORO	BLUE AZUL	SILVER PLATEADO



135 °C



AVAILABLE IN
9 COLORS.
DISPONIBLE EN
9 COLORES.
AUTOCLAVABLE.
AUTOCLAVABLE.



APPLICATORS | APLICADORES


Applicators are used to apply substances such as adhesives, hemostatic agents, primers and more. Being disposable, they minimize the risk of cross-contamination.

Los aplicadores se utilizan para aplicar sustancias como adhesivos, agentes hemostáticos, imprimaciones y más. Al ser desechables, minimizan el riesgo de contaminación cruzada.



MICRODONT BRUSH

MICRODONT BRUSH



CODE CÓDIGO	10.211.001	10.211.002	10.211.003
MODEL MODELO	MEDIUM MEDIANO	FINE FINO	EXTRA FINE EXTRA FINO
Ø	1,55	1,20	0,90
PACKAGE EMPAQUE	100	100	100
COLOR COLOR	BLUE AZUL	GREEN VERDE	PURPLE PURPURA

RUBBER DAM | GOMA DIQUE

The rubber dam is an indispensable product for clinical procedures that require absolute isolation. Made from high quality natural latex, it is highly flexible and resistant, guaranteeing excellent performance during use. It is also dust-free, providing greater comfort for the patient.

La goma dique es un producto indispensable para los procedimientos clínicos que requieren un aislamiento absoluto. Fabricada con látex natural de alta calidad, es muy flexible y resistente, lo que garantiza un excelente rendimiento durante su uso. Además, no contiene polvo, proporcionando mayor comodidad al paciente.

RUBBER DAM - MINT

GOMA DIQUE - HIERBA BUENA

CODE CÓDIGO	10.220.002	10.220.004
SIZE TAMANO	12,7x12,7cm	15x15cm
THICKNESS ESPESOR	MEDIUM MEDIANO	MEDIUM MEDIANO



RUBBER DAM - NEUTRAL

GOMA DIQUE - NEUTRO

CODE CÓDIGO	10.220.001	10.220.003
SIZE TAMANO	12,7x12,7cm	15x15cm
THICKNESS ESPESOR	MEDIUM MEDIANO	MEDIUM MEDIANO




ABRASIVE STRIPS | TIRAS ABRASIVAS

The aluminum oxide abrasive strips are suitable for interproximal procedures, are accurate and easy to handle, they can also be used in restorative adjustments and removing excess of cement.

Las tiras abrasivas de óxido de aluminio están indicadas para procedimientos interproximales, son precisas y fáciles de manipular, y también se pueden utilizar en ajustes de restauración y eliminación de exceso de cemento.

STAINLESS STEEL ABRASIVE STRIP

TIRAS DE ACERO INOXIDABLE



CODE CÓDIGO	10.304.004	10.304.005	10.304.006	10.304.010	10.304.008	10.304.009
WIDTH ANCHO	2.5	4.0	6.0	2.5	4.0	6.0
LENGHT LARGO	150	150	150	150	150	150
DOUBLE FACE DOBLE CARA	X	X	X	✓	✓	✓
GRIT SIZE GRANULACION	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium
PACKAGE EMPAQUE	12	12	12	12	12	12



ABRASIVE POLYESTER STRIP

TIRAS DE POLIÉSTER ABRASIVAS



PACKAGE EMPAQUE	GRIT SIZE GRANULACION	LENGHT LARGO	WIDTH ANCHO	CODE CÓDIGO
50 100 150	Medium Fine	170	2.5	10.302.007 001 004
50 100 150	Medium Fine	170	4.0	10.302.008 002 005
50 100 150	Medium Fine	170	6.0	10.302.009 003 006



ABRASIVE STRIPS | TIRAS ABRASIVAS

The special diamond abrasive strips have several characteristics like perforations in the strip, variety of granulation, neutral center and also a model totally serrated without any abrasive, guaranteeing an excellent performance in its function.


Las tiras especiales de diamante abrasivo tienen varias características como perforaciones en la banda, variedad de granulación, centro neutro y también un modelo totalmente dentado sin ningún abrasivo, garantizando un excelente desempeño en su función.

STAINLESS STEEL DIAMOND STRIPS (SPECIAL)

TIRAS DIAMANTADAS DE ACERO INOXIDABLE (ESPECIAL)



PACKAGE EMPAQUE	GRIT SIZE GRANULACIÓN	LENGHT LARGO	WIDTH ANCHO	CODE CÓDIGO
06	Medium	150	2.5	10.309.001
06	Medium	150	4.0	10.309.002
06	Medium	150	4.0	10.350.025
06	Extra Fine	150	2.5	10.350.021
06	Medium	150	2.5	10.350.022
06	Coarse	150	2.5	10.350.023



STAINLESS STEEL DIAMOND STRIPS

TIRAS DIAMANTADAS DE ACERO INOXIDABLE (ESPECIAL)


PACKAGE EMPAQUE	GRIT SIZE GRANULACIÓN	LENGHT LARGO	WIDTH ANCHO	CODE CÓDIGO
06	Extra Fine	150	2.5	10.309.003
06	Medium	150	2.5	10.309.005
06	Coarse	150	2.5	10.309.007
06	Extra Fine	150	4.0	10.309.004
06	Medium	150	4.0	10.309.006
06	Coarse	150	4.0	10.309.008



STAINLESS STEEL STRIPS SERRATED (NO ABRASIVE)

TIRAS DE ACERO SERRADO (SIN ABRASIVO)

PACKAGE EMPAQUE	GRIT SIZE GRANULACIÓN	LENGHT LARGO	WIDTH ANCHO	CODE CÓDIGO
06	Serrated	125	4.0	10.303.001
06	Serrated	125	6.0	10.303.004



STAINLESS STEEL STRIPS ALUMINIUM OXIDE (SPECIAL)

TIRAS DE ACERO INOXIDABLE OXIDO DE ALUMINIO (ESPECIAL)

PACKAGE EMPAQUE	GRIT SIZE GRANULACIÓN	LENGHT LARGO	WIDTH ANCHO	CODE CÓDIGO
06	Serrated	150	2.5	10.350.001



MIR HANDLE | MANGO DEL MIR

MIR HANDLE was developed for holding perfectly the diamond strips devices and perform properly on their procedures. Can be acquired as accessory (individually) or together with the KIT PRIME MIR.

MANGO DEL MIR fue desarrollado para sostener perfectamente los dispositivos de tiras de diamante y realizar correctamente sus procedimientos. Pueden ser adquirido como accesorio (individualmente) o junto con el KIT PRIME MIR.

MIR HANDLE MANGO MIR




AVAILABLE IN 1 COLOR.
DISPONIBLE EN 1 COLOR.

135 °C



AUTOCLAVABLE.
AUTOCLAVABLE.



KIT PRIME M.I.R (MICRODONT INTERPROXIMAL REDUCTION) KIT PRIME M.I.R (MICRODONT REDUCCIÓN INTERPROXIMAL)

KIT PRIME M.I.R is indicated for use in interproximal and contact reduction, mesial/distal finishing and contouring, crown and bridge cement removal and cleanup. Its **SAW** has no abrasive, but **all other strips** have **diamond abrasives**.

KIT PRIME M.I.R está indicado para uso en reducción interproximal y de contacto, acabado y contorno mesial/distal y remoción de cemento de coronas y puentes. Su **SIERRA** no tiene abrasivo, pero **todas las tiras** presentan **abrasivo de diamante**.

COMES WITH THE
VIENE CON LO

MIR
HANDLE
MANGO



135 °C



0,05
mm



0,10
mm



0,20
mm



0,30
mm



0,40
mm



0,50
mm

CODE CÓDIGO	INTERPROXIMAL WEAR DESABASTE INTERPROXIMAL	GRIT SIZE GRANULACIÓN	TECHNICAL DESCRIPTION DESCRIPCIÓN TÉCNICA
10.323.100	0,05mm	SAW SIERRA	It doesn't have any abrasive. Identified by color WHITE. No tiene ningún abrasivo. Identificado por color BLANCO.
10.323.101	0,10mm	STRIP EXTRA FINE TIRA EXTRA FINA	Grit size extra fine. Identified by color YELLOW. Grano de tamaño extra fino. Identificado por el color AMARILLO.
10.323.102	0,20mm	STRIP FINE TIRA FINA	Grit size fine. Identified by color RED. Tamaño de grano fino. Identificado por el color ROJO.
10.323.103	0,30mm	STRIP STANDARD TIRA REGULAR	Grit size standard. Identified by color BLUE. Tamaño de grano regular. Identificado por el color AZUL.
10.323.104	0,40mm	STRIP COARSE TIRA GRUESA	Grit size coarse. Identified by color GREEN. Tamaño de grano grueso. Identificado por el color VERDE.
10.323.105	0,50mm	STRIP EXTRA COARSE TIRA EXTRA GRUESA	Grit size extra coarse. Identified by color PURPLE. Tamaño de grano extra grueso. Identificado por el color PÚRPURA.

DENTAL INTERPROXIMAL REDUCTION (IPR) GAUGE | CALIBRADOR DE MEDICIÓN INTERPROXIMAL

The Microdont interproximal gauge is an essential accessory for measuring the interproximal spaces resulting from interdental stripping performed with the MIR strips (IPR SYSTEM) or with any other abrasive device for orthodontic procedures.


El regua de medición interproximal Microdont es un accesorio indispensable para medir los espacios interproximales resultantes del stripping interdental realizado con el sistema de tiras MIR (IPR SYSTEM) o con cualquier otro dispositivo abrasivo para procedimientos de ortodoncia.

GAUGE MEASURE

REGLA DE MEDICIÓN INTERPROXIMAL

06

Unit
Unid



ISO / FIG

mm	0,05	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50



CODE
código

10.330.003

M.I.R 1.0 MICRODONT INTERPROXIMAL REDUCTION | MICRODONT REDUCCION INTERPROXIMAL (M.I.R 1.0)

KIT 4 STEPS

KIT 4 STEPS

COMES WITH THE
VIENE CON LO


MIR
HANDLE
MANGO




CODE CÓDIGO	
HANDLE + 12 MIR MODELS MANGO + 12 MIR MODELOS	10.329.002

CODE CÓDIGO				
DOUBLE SIDE DOBLE CARA	10.323.101	10.323.102	10.323.103	10.323.104
RIGHT DERECHO	10.323.111	10.323.112	10.323.113	10.323.114
LEFT IZQUIERDO	10.323.115	10.323.116	10.323.117	10.323.118
GRIT SIZE GRANULACIÓN	STRIP EXTRA FINE TIRA EXTRA FINA	STRIP FINE TIRA FINA	STRIP STANDARD TIRA REGULAR	STRIP COARSE TIRA GRUESA
COLOR COLOR	YELLOW AMARILLO	RED ROJO	BLUE AZUL	GREEN VERDE
INTERPROXIMAL SPACE DOUBLE SIDE DOBLE CARA	0,10 mm	0,20 mm	0,30 mm	0,40 mm
INTERPROXIMAL SPACE RIGHT AND LEFT DERECHA O IZQUIERDA	0,05 mm	0,10 mm	0,15 mm	0,20 mm


135 °C



DOUBLE SIDE



RIGHT




LEFT

M.I.R 2.0 MICRODONT INTERPROXIMAL REDUCTION | MICRODONT REDUCCION INTERPROXIMAL - M.I.R 2.0

M.I.R 2.0 is indicated for use in interproximal and contact reduction, mesial/distal finishing and contouring, crown and bridge cement removal and cleanup. Its **SAW** has no abrasive, but **all other strips** have **diamond abrasives** on one or both sides.

M.I.R 2.0 está indicado para uso en reducción interproximal y de contacto, acabado y contorno mesial/distal y remoción de cemento de coronas y puentes. Su **SIERRA** no tiene abrasivo, pero **todas las tiras** presentan **abrasivo de diamante** en una cara o doble cara.



10
UNITS
UNIDADES

135 °C



AUTOCLAVABLE.
AUTOCLAVABLE.

CODE
Código

KIT MANUAL MIR 2.0 - 10Pcs

10.329.003



CODE Código	10.323.207	10.323.218	10.323.208	10.323.219	10.323.209	10.323.220	10.323.210	10.323.221	10.323.211
(D) Interproximal Space DOUBLE SIDE	0,05 mm	—	0,10 mm	—	0,20 mm	—	0,30 mm	—	0,40 mm
(S) Interproximal Space SINGLE SIDE	—	0,05 mm	—	0,10 mm	—	0,15 mm	—	0,20 mm	—
Width Ancho	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm	7,5 mm
Length Longitud	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Grit Size Grano	• Saw • Sierra	• Extra Fine • Extra Fino		• Fine • Fino		• Standard • Mediano		• Coarse • Grueso	
Sequence Secuencia	• White • Blanco	• Yellow • Amarillo		• Red • Rojo		• Blue • Azul		• Green • Verde	

FINISHING AND POLISHING | ACABADO Y PULIDO

Polidont discs are indicated for finishing and polishing materials as resin composite and glass ionomer cement. Microdont has the snap-on system to attach the disc to the mandril.

Los discos Polidont son indicados para el acabado y pulido de restauraciones de composites y cemento de ionómero de vidrio. Microdont tiene el sistema de enganche Snap-on para sujetar el disco al mandril.

POLIDONT INTRODUCTORY KIT

KIT POLIDONT INTRODUCTÓRIO



QUANTITY CANTIDAD	1	4	4	4
Ø	3.0	120	120	120
DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MANDRIL SNAP			
GRIT SIZE GRANULACIÓN		•	•	•



QUANTITY CANTIDAD	4	4	4	4
Ø	120	120	120	120
DESCRIPTION DESCRIPCIÓN				
GRIT SIZE GRANULACIÓN	•	•	•	•

CODE
CÓDIGO

10.810.003

MINI POLIDONT INTRODUCTORY KIT

MINI KIT POLIDONT INTRODUCTÓRIO



QUANTITY CANTIDAD	1	1	1	1
Ø	3.0	120	120	120
DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	MANDRIL SNAP			
GRIT SIZE GRANULACIÓN		•	•	•



QUANTITY CANTIDAD	1	1	1	1
Ø	120	120	120	120
DESCRIPTION DESCRIPCIÓN				
GRIT SIZE GRANULACIÓN	•	•	•	•

CODE
CÓDIGO

10.810.012


POLISHERS KIT | KIT PARA PULIDORES

Professional and Essential Polishing Kits are rotary instruments design to assist in the finishing and polishing stage of the restored surface in composite resin. They offers greater versatility, since their configurations can act on all areas of the dental surfaces.

Los Kits de Pulido Profesional y Esencial son instrumentos giratorios que ayudan en la etapa de acabado y pulido de la superficie restaurada en resina compuesta. Permiten una mayor versatilidad, ya que sus configuraciones pueden actuar en todos los lados de las superficies dentales.

POLISHING KIT

KIT DE POLIMENTO

								
CODE / CÓDIGO	● 10.609.111 ● 10.609.112 ● 10.609.113 ● 10.609.114	10.609.107	● 10.204.107 ● 10.204.108 ● 10.204.109	● 10.203.107 ● 10.203.108 ● 10.203.109	● 10.202.105 ● 10.202.106 ● 10.202.107	● 10.207.250 ● 10.207.251	10.609.250	10.609.251
ISO / FIG	-	-	257	022	304	-	-	-
Ø	6.5	6.5	5.0	6.0	10.5	14.0	12.0	12.0
L1	6.0	6.0	8.5	9.0	4.0	2.0	1.3	4.5
L2	28.0	28.0	25.0	23.0	19.0	21.0	23.0	22.0
DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	PROPHYLAXIS PROFILAXIS BRUSHES - RA CEPILLO - CA CUP COPA BLUE AZUL YELLOW AMARILLO LILAC LILA PINK ROSA	POLISHER PULIDORES BRUSHES - RA CEPILLO - CA CUP COPA SILICON SILICIO	GRIT SIZE GRANULACIÓN ● ● ●	GRIT SIZE GRANULACIÓN ● ● ●	GRIT SIZE GRANULACIÓN ● ● ●	GRIT SIZE GRANULACIÓN ● ●	POLISHER PULIDORES BRUSHES - RA CEPILLO - CA GOAT HAIR PELO DE CABRA	POLISHER PULIDORES BRUSHES - RA CEPILLO - CA FELT POLISHER PULIDOR DE FIELTRO
10.218.060	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
10.218.061	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ESSENTIAL POLISHING KIT
KIT PULIDOR ESENCIAL
10.218.060



PROFESSIONAL POLISHING KIT
KIT PULIDOR PROFESIONAL
10.218.061




SPIRAL POLISHER KIT | KIT PULIDOR ESPIRAL

The diamond spiral polisher is a rotary instrument design to assist in the finishing and polishing stage of the restored surface in composite resin. It offers greater versatility, since its configuration can act on all areas of the dental surface.


El pulidor en espiral de diamante es un instrumento giratorio que ayuda en la etapa de acabado y pulido de la superficie de resina compuesta restaurada. Permite una mayor versatilidad, ya que su configuración puede actuar en todos los lados de la superficie del diente.

DIAMOND RESIN SPIRAL

ESPIRAL DE DIAMANTE PARA RESINA



CODE CÓDIGO	10.207.250	10.207.251
ISO / FIG	-	-
Ø	14.0	14.0
L1	2.0	2.0
L2	21.0	21.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●



SPIRAL POLISHER KIT FOR RESIN
KIT PULIDOR ESPIRAL PARA RESINA
10.218.062

SPIRAL POLISHER KIT | KIT PULIDOR ESPIRAL

The diamond spiral polisher is a rotary instrument design to assist in the finishing and polishing stage of the restored ceramic surface, such as porcelain, lithium disilicate and zirconia. It offers greater versatility, since its configuration can act on all areas of the restored surface.


El pulidor en espiral de diamante es un instrumento giratorio que asiste en la etapa de acabado y pulido de la superficie restaurada en cerámica, como porcelana, disilicato de litio y circonio. Permite una mayor versatilidad, ya que su configuración puede actuar en todos los lados de la superficie restaurada.

DIAMOND CERAMIC SPIRAL

ESPIRAL DE DIAMANTE PARA CERÁMICA




CODE CÓDIGO	10.207.350	10.207.351	10.207.352
ISO / FIG	-	-	-
Ø	14.0	14.0	14.0
L1	2.0	2.0	2.0
L2	21.0	21.0	21.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●



SPIRAL POLISHER KIT FOR CERAMIC
KIT PULIDOR ESPIRAL PARA CERÁMICA
10.218.063

GRIT SIZE GRANULACIÓN



- Coarse Grain | Grano Grueso
- Medium Grain | Grano Mediano
- Fine Grain | Grano Fino
- Extra Fine Grain | Grano Extra Fino

POLISOFT KIT | KIT POLISOFT

It is indicated for composite or glass ionomer. One step procedure, because it has only one grit size - faster and more efficient. Shapes: inverted cone, flame and disc (all in white color).

Está indicado para compósitos e ionómero de vidro.

El procedimiento es hecho en uno paso, ya que tiene sólo un tamaño de grano: más rápido y más eficiente. Formas: cono invertido, llama y disco (todos en color blanco).

POLISOFT KIT

KIT POLISOFT

ISO / FIG	327 / 611	372/257
Ø	3.0	8.5
L1	5.0	1.5
L2	23.0	8.5



CODE
CÓDIGO
10.305.100



CODE
CÓDIGO
10.305.101



POLIGLOSS KIT | KIT POLIGLOSS

This kit consists of snap on system switching the active tips. It is indicated for composite or glass ionomer. Three steps procedure (different grit sizes). Shapes: inverted cone, flame and disc. Grit sizes: Green, Yellow and White.

Este kit consiste en un sistema "snap on" que cambia las puntas activas. Está indicado para compósitos e ionómero de vidrio. El procedimiento es hecho en tres pasos, ya que tiene tres diferentes tamaños de grano. Formas: cono invertido, llama y disco. Tamaños de grano: verde, amarillo y blanco.

POLIGLOSS KIT

KIT POLIGLOSS

ISO / FIG	327 / 611	030	030	030	243	243	243	371	371	371
Ø	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.60	9.5	9.5	9.5
L1	5.0	9.0	9.0	9.0	11.0	11.0	11.0	1.0	1.0	1.0
L2	23.0	26.0	26.0	26.0	29.0	29.0	29.0	25.0	25.0	25.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN		●	●	●	●	●	●	●	●	●



SPEEDYGLOSS KIT | KIT SPEEDYGLOSS

It is indicated for composite or glass ionomer. One step procedure, because it has only one grit size - faster and more efficient. Shapes: inverted cone, flame and disc (all in white color).

Está indicado para compósitos e ionómero de vidro.

El procedimiento es hecho en uno paso, ya que tiene sólo un tamaño de grano: más rápido y más eficiente. Formas: cono invertido, llama y disco (todos en color blanco).

SPEEDYGLOSS KIT

KIT SPEEDYGLOSS

ISO / FIG	327 / 611	243	030	257 / 371
Ø	3.0	6.0	6.0	9.5
L1	5.0	11.0	9.0	1.0
L2	23.0	29.0	26.0	25.0
GRIT SIZE GRANULACIÓN		SPECIAL ESPECIAL	SPECIAL ESPECIAL	SPECIAL ESPECIAL



COMPOSITE POLISHERS | PULIDORES PARA RESINA

This kit is composed by points assembled to the mandrel, suitable for finishing and polishing the glass ionomers or composites. The sequence of use is: green > yellow > white

Este kit es compuesto por puntas montadas al mandril, adecuados para el acabado y pulido de los composites o ionomeros de vidrio. La secuencia de utilización es: verde > amarillo > blanco

COMPOSITE POLISHING KIT

KIT PULIDO DE RESINA



CODE CÓDIGO	10.206.001	10.206.002	10.206.003	10.204.029	10.204.028	10.204.030	10.203.027	10.203.026	10.203.025	10.202.012	10.202.013	10.202.011
ISO / FIG	292	292	292	257	257	257	022	022	022	304	304	304
Ø	5.5	5.5	5.5	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	10.5	10.5	10.5
L1	12.5	12.5	12.5	8.5	8.5	8.5	9.0	9.0	9.0	4.0	4.0	4.0
L2	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	23.0	23.0	23.0	19.0	19.0	19.0
BOX CAJA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	50
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10.218.032	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓
10.218.033	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓
10.218.034	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MINI COMPOSITE | POLISHING KIT
KIT PULIDO PARA RESINA MINI
10.218.032


FAST COMPOSITE | POLISHING KIT
KIT PULIDO PARA RESINA RÁPIDO
10.218.033

COMPLETE COMPOSITE | POLISHING KIT
KIT PULIDO PARA RESINA COMPLETO
10.218.034



GRIT SIZE GRANULACIÓN

- Coarse Grain | Grano Grueso
- Medium Grain | Grano Mediano
- Fine Grain | Grano Fino
- Extra Fine Grain | Grano Extra Fino



AMALGAM POLISHERS | PULIDORES PARA AMALGAMA

This kit consist of mandrel and mounted abrasive silicone points; is suitable for finishing and polishing for metal restoration. The sequence indicated for use is: BROWN - GREEN - BLUE - BEIGE:

Este kit consiste en mandriles y puntas de silicona abrasivas montadas; es indicado para el acabado y pulido de restauraciones metálicas. La secuencia indicada para uso es: MARRÓN - VERDE - AZUL - BEIGE:

AMALGAM KIT KIT AMALGAMA



CODE CÓDIGO	10.204.026	10.204.027	10.204.024	10.204.025	10.203.023	10.203.024	10.203.021	10.203.022
ISO / FIG	257	257	257	257	022	022	022	022
Ø	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0
L1	8.5	8.5	8.5	8.5	9.0	9.0	9.0	9.0
L2	25.0	25.0	25.0	25.0	24.0	24.0	24.0	24.0
BOX CAJA	100	100	100	100	100	100	100	100
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●	●	●	●	●	●
10.218.008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.218.031	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗

MINI METAL | POLISHING KIT KIT PULIDO PARA METAL MINI 10.218.031



COMPLETE METAL | POLISHING KIT KIT PULIDO PARA METAL COMPLETO 10.218.008



POLISHING BRUSHES | CEPILLOS PARA PULIR

Polishing brushes are used in the final finishing and polishing stage of the restoration. They bristles are impregnated with an abrasive material capable of polishing the surface, promoting shine, making the surface free from roughness and providing greater longevity. They can be made from different materials, such as alumina and silicon.

Los cepillos de pulido se utilizan en la etapa final de acabado y pulido de la restauración. Tienen cerdas impregnadas de un abrasivo capaz de pulir la superficie, favoreciendo el brillo, liberando la superficie de asperezas y aportando mayor longevidad. Pueden estar fabricados de diferentes materiales, como alúmina y silicio.

BRUSHES RA CEPILLOS CA



CODE / CÓDIGO	10.609.117	10.609.118	10.609.115	10.609.116
Ø	6.5	050	6.5	050
L1	6.0	6.0	6.0	6.0
L2	28.0	28.0	28.0	28.0
DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CUP BRUSH RA - SILICON CEPILLO - CA COPA - SILICIO	FLAT BRUSH RA - SILICON CEPILLO - CA RECTA - SILICIO	CUP BRUSH RA - ALUMINA CEPILLO - CA COPA - ALÚMINA	FLAT BRUSH RA - ALUMINA CEPILLO - CA RECTA - ALÚMINA
PACKAGE EMPAQUE	Box/10 Caja/10	Box/10 Caja/10	Box/10 Caja/10	Box/10 Caja/10

GLASS IONOMER | IONÓMERO DE VÍDRIO

Microglass R - A2 & A3

Indication: • Restorations of primary and permanent teeth.

• Especially indicated for ART technique (atraumatic restorative treatment) in pediatric dentistry, special patients and geriatrics.

Package containing 1 vial with 10g of powered glass ionomer in colors A2 or A3, 1 vial with 8 ml of polyacrylic acid solution, 1 measuring spoon in polypropylene crystal and instructions for the professional.

Indicación: • Restauraciones provisionales de dientes primarios y permanentes.

• Especialmente indicado para a técnica ART (tratamiento restaurador atraumático) en la odontopediatría, pacientes especiales y geriatría. Embalaje que contiene 1 frasco con 10g de ionómero de vidrio en polvo en los colores A2 o A3, 1 frasco con 8 ml de solución de ácido poliacrílico, 1 cuchara dosificado en polipropileno o poliestireno cristal e instrucciones para el profesional.

MICROGLASS R - A2

CODE
CÓDIGO

10.022.003

MICROGLASS R - A3

CODE
CÓDIGO

10.022.004

Microglass F

Indication: Indicated for cavity lining and for sealing of sulcus.

Package containing 1 vial with 10g glass powder, 1 vial with 8 ml polyacrylic acid solution, 1 measuring spoon in polypropylene or polystyrene crystal and instructions for the professional.

Indicación: Es un material ideal para sellar cavidades y la prevención de las caries. Embalaje que contiene 1 frasco con 10g de ionómero de vidrio en polvo, 1 frasco con 8 ml de solución de ácido poliacrílico, 1 cuchara dosificado en polipropileno o poliestireno cristal e instrucciones para el profesional.

MICROGLASS F

CODE
CÓDIGO

10.022.001

Microglass C

Indication: It is suitable for cementation and fixation of crowns, bridges, inlays, onlays, orthodontic bands or other devices. Fluidity is its main characteristic, which allows adequate seating of prosthetic and orthodontic components. Package containing 1 vial with 15g glass ionomer powder, 1 vial with 10 ml polyacrylic acid solution, 1 measuring spoon in polypropylene or polystyrene crystal and instructions for the professional.

Indicación: Es indicado para cementación e fijación de coronas, puentes, piezas metálicas en general y aparatos ortodónticos. Embalaje que contiene 1 frasco con 15g de ionómero de vidrio en polvo, 1 frasco con 10 ml de solución de ácido poliacrílico, 1 cuchara dosificado en polipropileno o poliestireno cristal e instrucciones para el profesional.

MICROGLASS C

CODE
CÓDIGO

10.022.002

PHOSPHORIC ACID 37% | ÁCIDO GRABADOR 37%

It is indicated for the, etching of enamel and dentin to improve the adhesion of restorative materials to the tooth.

01 package containing 3 syringes of 2,5g and 3 applicators tips.

Es indicado para el grabado de el esmalte y dentina para mejorar la adhesión de los materiales restauradores al diente.

01 paquete conteniendo 3 jeringas de 2,5g y 3 puntas para aplicación.

CODE
CODIGO

10.021.002

HYDROFLUORIC ACID 10% | ÁCIDO FLUORHÍDRICO 10%

THE HYDROFLUORIC ACID CONDITIONER is used for conditioning the internal and external surfaces of dental ceramics (etchant ceramics). This leads to a greater retention of the ceramics, creating a better adhesion with the resinous materials, such as adhesives and cements. Providing resistance to restoration.

01 package containing 1 syringes of 2,5g and 02 tip.

EL CONDICIONADOR ÁCIDO GEL FLUORHÍDRICO es utilizado para grabado ácido de las superficies internas y externas de cerámicas dentales (cerámicas condicionales). Es indicado para grabado ácido de cerámicas odontológicas, en restauraciones indirectas con sistemas resinosos adhesivos y reparación de restauraciones cerámicas con composites.

1 envase conteniendo 1 jeringa de 2,5g y 2 punta.

CODE
CODIGO

10.021.001

MICROSIL COUPLING AGENT | AGENTE DE UNIÓN

Microsil is a silane used as an essential union agent for the increase of chemical addition between materials that contain metacrylic monomers and inorganic materials.

El Microsil es un silano utilizado como agente de union esencial para el aumento de la adhesión química entre materiales que contienen monómeros metacrilícos y materiales inorgánicos.

MICROBOND ADHESIVE AGENT | AGENTE ADHESIVO

The Microbond allows the union between the enamel / dentine and restoration materials, as, for example, composite resin and resin cements, prosthetic pieces (crowns, inlay / onlays, facets).

El Microbond permite la unión entre el esmalte / dentina y los materiales de restauración, como, por ejemplo, resina compuesta y cementos resinosos, piezas protéticas (coronas, inlay/onlays, facetas).

SILANE SILANO

CODE
CÓDIGO

10.900.003

PHOTOPOLYMERIZABLE DENTAL ADHESIVE ADHESIVO DENTAL FOTOPOLIMERIZABLE

CODE
CÓDIGO

10.900.001

PROPHYLATIC PASTE | PASTA PROFILÁCTICA

Microdont Prophylactic Pastes are indicated for use in prophylaxis procedures, removal of debris, stains, bacterial plaques, and as part of professional treatment aimed at preventing cavities and periodontal disease.

As Pastas Profiláticas Microdont está indicado para utilización en procedimientos de profilaxia, remoción de detritos, manchas, placas bacterianas, y como parte del tratamiento profesional que visa a prevención de caries y enfermedades periodontales.

CODE
CÓDIGO

10.024.012

FLAVOR
SABORMINT
HIERBA BUENACODE
CÓDIGO

10.024.013

FLAVOR
SABORTUTTI FRUIT
FRUTA TUTTI

MICRO DAM BLUE

Microdont's MICRO DAM BLUE is a blue colored barrier indicated for the isolation of grooves and gums that acts in a protective way, avoiding discomfort and guaranteeing a better whitening results.

MICRO DAM BLUE de Microdont es una barrera de color azul adecuada para aislar el tejido gingival, que actúa de forma protectora, evitando molestias y garantizando mejores resultados de blanqueamiento.

LIGHT CURING BARRIER

BARRERA GINGIVAL FOTOPOLIMERIZABLE



CODE
CÓDIGO

10.024.001

DIAMOND POLISHING PASTE | PASTA DIAMANTADA

Produced with micronized diamond powder is indicated to be used on labs and clinics, for polishing of porcelains, resins and enamel, as well gold or metal alloys, with advantages over conventional abrasives.

Producido en base a polvo de diamante micronizado, está indicada para el uso en laboratorios y clínicas, para el pulido de porcelanas, resinas así como aleaciones de oro o metales, con ventajas sobre los abrasivos convencionales.

DIAMOND POLISHING PASTE

PASTA DIAMANTADA



CODE / CÓDIGO	10.213.001	10.213.002	10.213.003	10.213.004	10.213.005	10.213.006
L2	3.0 gr	3.0 gr	3.0 gr	6.0gr	6.0gr	6.0gr
GRIT SIZE GRANULACION	1.0µm	3.0µm	6.0µm	1.0µm	3.0µm	6.0µm

SODIUM BICARBONATE | BICARBONATO SÓDICO

Sodium bicarbonate is essential for prophylactic treatments, providing efficient and safe cleaning. Its formula offers ultra-fine grains that remove surface stains, plaque and pigmentation without damaging tooth enamel.

El bicarbonato sódico es esencial para los tratamientos profilácticos, proporcionando una limpieza eficaz y segura. Su fórmula ofrece granos ultrafinos que eliminan las manchas superficiales, la placa y la pigmentación sin dañar el esmalte dental.



CODE CÓDIGO	10.024.014
FLAVOR SABOR	MINT HIERBA BUENA



CODE CÓDIGO	10.024.015
FLAVOR SABOR	STRAWBERRY FRESA

MICRO FILL

Intended for temporary fillings, Microdont's Micro Fill features easy application and adequate marginal sealing. It has good adhesion and isolation from microleakage by organic fluids and bacteria when applied correctly and used for a short period of time. The hardening action takes place through contact with saliva, does not require mixing.

Diseñado para empastes temporales, el Micro Fill de Microdont presenta una aplicación fácil y un sellado marginal adecuado. Tiene buena adherencia y aislamiento a microfiltraciones por fluidos orgánicos y bacterias cuando se aplica correctamente y se usa durante un corto período de tiempo. La acción de endurecimiento se produce por contacto con la saliva, no requiere mezcla.

TEMPORARY FILLING MATERIAL

OBTURACIONES PROVISORIAS



CODE CÓDIGO	10.024.002
----------------	------------

MATRIX BAND | BANDA MATRIZ

Matrix band is used to replace one or more walls absent from the tooth at the time of restoration to protect the adjacent teeth during preparation with diamond burs among others.

Banda de matriz se usa para reemplazar una o más paredes ausentes del diente en el momento de la restauración y para proteger los dientes adyacentes durante la preparación con fresas de diamante, entre otros.

STAINLESS STEEL MATRIX BAND

BANDA MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE

THICKNESS ESPESO 0.05	WIDTH ANCHO (mm)	LENGTH LARGO (m)	PACKING EMPAQUE
10.401.006	5.0	0.5	BOX / 25 CAJA / 25
10.401.007	5.0	1.0	BOX / 25 CAJA / 25
10.401.008	5.0	3.0	BOX / 25 CAJA / 25
10.401.009	5.0	5.0	BOX / 25 CAJA / 25
10.402.006	6.0	0.5	BOX / 25 CAJA / 25
10.402.007	6.0	1.0	BOX / 25 CAJA / 25
10.402.008	6.0	3.0	BOX / 25 CAJA / 25
10.402.009	6.0	5.0	BOX / 25 CAJA / 25
10.403.006	7.0	0.5	BOX / 25 CAJA / 25
10.403.007	7.0	1.0	BOX / 25 CAJA / 25
10.403.008	7.0	3.0	BOX / 25 CAJA / 25
10.403.009	7.0	5.0	BOX / 25 CAJA / 25



POLYESTER MATRIX BAND

BANDA MATRIZ DE POLIESTER



CODE Código	THICKNESS ESPESO	WIDTH ANCHO	LENGTH LARGO	PIECES PIEZAS
10.411.002	0.05	10.0	100	25
10.411.003	0.05	10.0	100	50
10.411.001	0.05	10.0	100	100

PROPHYLAXIS | PROFILAXIS

BRUSHES RA | CEPILLOS CA

The cup-type prophylaxis brush is an instrument used in conjunction with the low-speed pen and toothpaste. Microdont prophylaxis. The different colors are related to the thickness of the bristles and the clinical indication.

El cepillo de profilaxis tipo copa es un instrumento que se utiliza junto con la pieza de baja velocidad y la pasta de dientes. Profilaxis con microdotes. Los diferentes colores están relacionados con el grosor de las cerdas y la indicación clínica..

BRUSHES RA

CEPILLOS CA



CODE / CÓDIGO	10.603.004	10.603.003	10.604.004	10.604.003
Ø	5.0	5.0	5.0	5.0
L1	7.0	6.0	7.0	6.0
L2	29.0	28.0	29.0	28.0
DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CONICAL PROPHY BRUSH RA - WHITE CEPILLO - CA CONICA - BLANCA	FLAT PROPHY BRUSH RA - WHITE CEPILLO - CA RETA - BLANCA	CONICAL PROPHY BRUSH RA - BLACK CEPILLO - CA CONICA - NEGRA	FLAT PROPHY BRUSH RA - BLACK CEPILLO - CA RETA - NEGRA
PACKAGE EMPAQUE	Box/100 Caja/100	Box/100 Caja/100	Box/100 Caja/100	Box/100 Caja/100

BRUSHES RA

CEPILLOS CA



CODE / CÓDIGO	10.609.101	10.609.102	10.609.103	10.609.104
Ø	6.5	6.5	6.5	6.5
L1	6.0	6.0	6.0	6.0
L2	28.0	28.0	28.0	28.0
DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CUP PROPHY BRUSH RA - PINK CEPILLO - CA COPA - ROSA	CUP PROPHY BRUSH RA - LILAC CEPILLO - CA COPA - LILA	CUP PROPHY BRUSH RA - YELLOW CEPILLO - CA COPA - AMARILLO	CUP PROPHY BRUSH RA - BLUE CEPILLO - CA COPA - AZUL
PACKAGE EMPAQUE	Box/10 Caja/10	Box/10 Caja/10	Box/10 Caja/10	Box/10 Caja/10

MATRIX BAND TOFFLEMIRE | BANDA MATRIZ TOFFLEMIRE

Tofflemire stainless steel matrix bands are used to replace one or more walls of the absent teeth. Ideal for promoting proximal contouring, with sufficient rigidity to prevent movements at the beginning of the crystallization of the amalgam, or polymerization of the composite resin. Easy application and removal without damage from the restoration.

Las bandas matrices de acero Tofflemire son utilizadas para remplazar una o mas paredes de los dientes ausentes. Ideal para promover contorno proximal, con rigidez suficiente para evitar movimientos hasta el inicio de la cristalización del amalgama, o polimerización de la resina compuesta. Facil aplicación y remoción sin daños de la restauración.

TOFFLEMIRE STAINLESS STEEL MATRIX BAND

BANDA MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE TOFFLEMIRE



Nº1



Nº2



CODE CÓDIGO	NUMBER BAND NÚMERO DE BANDA
10.405.001	1
10.405.002	2

MANDRELS RA | MANDRILES CA

Microdont mandrels are indicated for use in clinics and laboratory. Manufactured with high quality raw materials, have precision necessary to guarantee excellent performance in each procedure.

Los mandriles Microdont son indicados para el uso en las clinicas odontologicas y laboratorios proteticos. Fabricados con materias primas de alta calidad, poseen precisión necesaria para garantizar excelente rendimiento en cada procedimiento.

MANDRELS RA

MANDRILES CA

						
CODE / CÓDIGO	10.502.022	10.502.023	10.502.025	10.502.026	10.502.028	10.502.029
ISO/FIG.	602 / [323]	603 / [303]	603 / [303]	615 / [313]	611 / [327]	327 / [609]
Ø	2.3	5.0	3.0	3.5	3.0	5.0
LENGHT LONGITUD	13.0	22.0	19.0	25.0	23.0	23.0
DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	FG Converted Adaptador FG	Disc and Saws Discos y Sierras	Discs and Saws-Mini Discos y Sierras - Mini	Discs-Pop-On Discos - Pop-On	Special Discs-Snap Discos Especiales - Snap	Occlusal Polisher Pulidor Oclusales
PACKAGE EMPAQUE	Box/100 Caja/100	Box/100 Caja/100	Box/100 Caja/100	Box/100 Caja/100	Box/100 Caja/100	Box/100 Caja/100

CUP RA | COPA CA

Suitable for profilaxis, it is ideal for smooth surfaces as the vestibular and palatin / lingual has sufficient flexibility to reach different areas without harming the gums.

Indicada para profilaxis, es ideal para superficies lisas como el vestibular y palatina/lingual posee flexibilidad suficiente para llegar a diversas areas sin perjudicar las encias

PROPHY CUP RA COPA PARA PROFILAXIS CA



CODE / CÓDIGO	10.212.002	10.212.016
ISO/FIG.	6.0	6.0
Ø	9.0	9.0
L1	22.0	22.0
L2	PROPHY CUP COPA PARA PROFILAXIA	PROPHY CUP COPA PARA PROFILAXIA
PACKAGE EMPAQUE	BOX / 100 CAJA / 100	BOX / 100 CAJA / 100

PROPHYLAXIS STRIPS | CINTA PROFILÁCTICA

The prophylactic strips have several characteristics such as perforations in the strip and circular micro-blades located around the holes. Without damaging the enamel surface, they are ideal for removing plaque and tartar. It does not contain abrasives.


Las tiras profilácticas tienen varias características como perforaciones en la tira y microcuchillas circulares ubicadas alrededor de los orificios. Sin dañar la superficie del esmalte, son ideales para eliminar la placa y el calculo. No contiene abrasivo.

STAINLESS STEEL PROPHYLAXIS STRIP (NO ABRASIVE)

TIRAS DE ACERO INOXIDABLE CINTA PROFILÁCTICA (NO ABRASIVO)



PACKAGE EMPAQUE	GRIT SIZE GRANULACION	DESCRIPTION DESCRIPCION	LENGTH LARGO	WIDTH ANCHO	CODE CÓDIGO
10	No abrasive	MICRO-BLADES MICROLAMINAS	120	4.0	10.319.004
10	No abrasive	SOFT-REMOVAL ELIMINACIÓN SUAVE	120	4.0	10.319.001




DENTAL LABORATORY | LABORATÓRIO DE PRÓTESIS

HP-DIAMOND BURS | FRESAS DIAMANTADAS-PM

The diamond burs for handpiece are used for adjustments in prosthesis made of metal, composite or ceramic.


Las fresas diamantadas para pieza de mano se utilizan para ajustes en prótesis hechos de metal, compositos o cerámica.

FLAT END CYLINDER CILINDRICA EXTREMIDAD PLANA




REF.	56	57	61	82	85
ISO/FIG.	109/ 835	109/ 835	110/ 835	112/ 837	112/ 837
Ø	010	014	025	029	040
L1	4.0	4.0	6.6	10.0	10.0
L2	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●●	●●	●●

ROUND ESFERICA



REF.	1	3	6	7
ISO/FIG.	001/ 801	001/ 801	001/ 801	001/ 801
Ø	010	016	025	029
L1	-	-	-	-
L2	44.5	44.5	44.5	44.5
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●●	●	●

WHEEL RUEDA




REF.	19	21
ISO/FIG.	040/ 818	040/ 818
Ø	050	060
L1	1.0	2.0
L2	44.5	44.5
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●●

ROUND END CYLINDER CILINDRICA EXTREMIDAD REDONDEADA




REF.	92	95
ISO/FIG.	142/ 881	142/ 881
Ø	029	040
L1	10.0	10.0
L2	44.5	44.5
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●●	●●

FLAT END TAPER CONICA EXTREMIDAD PLANA




REF.	700	701	703	707	708	710	715	716	717
ISO/FIG.	170/ 845	170/ 845	170/ 845	171/ 846	172/ 847	173/ 848	173/ 848	173/ 848	173/ 848
Ø	010	012	018	025	016	018	025	029	040
L1	4.0	4.0	4.5	6.0	8.0	10.0	10.0	10.0	10.0
L2	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●●	●	●●	●	●●	●●	●●	●●

ROUND END TAPER CONICA EXTREMIDAD REDONDEADA




REF.	718	720	721	730
ISO/FIG.	199/ 850	199/ 850	199/ 850	161/ 850
Ø	018	029	040	053
L1	9.5	10.0	10.0	10.0
L2	44.5	44.5	44.5	44.5
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●●	●●	●●	●●

NEEDLE AGUJA




REF.	859
ISO/FIG.	166/ 859
Ø	018
L1	11.0
L2	44.5
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●●

FLAME LLAMA



REF.	740	744
ISO/FIG.	249/ 862	249/ 863
Ø	016	025
L1	8.0	9.0
L2	44.5	44.5
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●●●	●●●

INVERTED CONE CONICA INVERTIDA



REF.	33	35	38	42	46	49
ISO/FIG.	010/ 805	010/ 809	010/ 805	010/ 805	010/ 805	225/ 807
Ø	010	016	025	055	065	025
L1	1.3	1.8	2.5	2.3	7.0	5.0
L2	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●●	●	●	●

GRIT SIZE GRANULACIÓN

- Coarse Grain | Grano Grueso
- Medium Grain | Grano Mediano
- Fine Grain | Grano Fino
- Extra Fine Grain | Grano Extra Fino



TUNGSTEN BURS | FRESAS DE TUNGSTENO

Tungsten drills guarantee precise cutting, high resistance and superior performance. Made from tungsten carbide, they are extremely durable.

Las fresas de tungsteno garantizan cortes precisos, alta resistencia y un rendimiento superior. Fabricadas con carburo de tungsteno, son extremadamente duraderas.

CONICAL SIDE CUT CÓNICO CORTE LATERAL



REF.	212F023	212G023
ISO/FIG.	187	187
Ø	023	023
L1	15.5	15.5
L2	44.5	44.5
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●

BULLET PROYECTIL



REF.	75F060	75G060	75SG060
ISO/FIG.	274	274	274
Ø	060	060	060
L1	11.5	11.5	11.5
L2	51.8	51.8	51.8
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●

EGG HUEVO




REF.	76G060
ISO/FIG.	277
Ø	060
L1	11.5
L2	51.8
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●

CYLINDER ROUND END CILINDRICA REDONDEADA




REF.	486SF023	486F023	72G050
ISO/FIG.	144	144	144
Ø	023	023	050
L1	15.0	15.5	13.0
L2	44.5	44.5	51.2
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●

CONE ROUND END CÓNICA REDONDEADA



REF.	23G023	79SF040	79F040	79G040	79SG040	79SF060	79F060	79G060	79SG060
ISO/FIG.	200	201	201	201	201	201	201	201	201
Ø	023	040	040	040	040	060	060	060	060
L1	15.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5
L2	44.5	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●	●	●	●	●	●	●	●	●

SPEARHEAD PUNTA DE LANZA



REF.	71F060
ISO/FIG.	254
Ø	060
L1	12.0
L2	51.3
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●

PEAR PERA



REF.	77G060
ISO/FIG.	237
Ø	060
L1	11.0
L2	51.8
GRIT SIZE GRANULACIÓN	●



DIAMOND DISCS | DISCOS DIAMANTADOS

Microdont Diamond Discs are suitable for wear on prosthetic or in some situations in natural teeth. In natural teeth. It is indicated for the "stripping" in orthodontics or reducing the size of the crown when necessary.

Los discos Microdont Diamond son adecuados para usar en prótesis o en algunas situaciones en dientes naturales, están indicados para el desgaste interproximal en ortodoncia o para reducir el tamaño de la corona cuando sea necesario.

DOUBLE FACE

DOBLE CARA


CODE / CÓDIGO	40.607.002	40.607.001	40.606.001	40.606.002	40.607.003
ISO	345/930	358/921	340/935	340/935	361/943
D ₁	22.0	22.0	22.0	22.0	10.0
D ₂	7.0	7.0	1.8	3.0	2.0
L ₁	0.30	0.15	0.30	0.30	0.20
L ₂	0.10	0.06	0.10	0.06	0.06
FLAT DISC DISCO PLANO	✓	✓	✓	✓	✗
THIN DELGADO	✓	✗	✓	✗	✗
DISTAL CORTE DISTAL	✓	✓	✗	✗	✗
PROXIMAL AND PERIPHERAL CUTTING PROXIMAL Y PERIFÉRICO	✓	✓	✗	✗	✗
PROXIMAL AND RIM CUTTING CORTE PERIFÉRICO Y MARGINAL	✗	✗	✓	✓	✓
VERY THIN EXTRA DELGADO	✗	✓	✗	✓	✓
MINI FLAT DISC DISCO PLANO MINI	✗	✗	✗	✗	✓
PERFORED PERFORADO	✗	✗	✗	✗	✗
SAWED SERRILADO	✗	✗	✗	✗	✗
GRIT SIZER GRANULACIÓN	●	●	●	●	●

DOUBLE FACE

DOBLE CARA

CODE / CÓDIGO	40.607.005	40.606.003	40.607.006	40.606.007	40.606.004	40.606.006
ISO	333/946	332/911	335/918	358/921	377/940	377/940
D ₁	45.0	22.0	22.0	19.0	22.0	16.0
D ₂	5.0	1.8	7.0	6.0	3.0	3.0
L ₁	0.30	0.30	0.30	0.15	0.30	0.20
L ₂	0.10	0.10	0.06	0.06	0.06	0.06
FLAT DISC DISCO PLANO	✓	✓	✓	✓	✓	✗
THIN DELGADO	✗	✗	✗	✗	✗	✗
DISTAL CORTE DISTAL	✗	✗	✓	✗	✗	✗
PROXIMAL AND PERIPHERAL CUTTING PROXIMAL Y PERIFÉRICO	✗	✗	✓	✗	✗	✗
PROXIMAL AND RIM CUTTING CORTE PERIFÉRICO Y MARGINAL	✓	✓	✗	✓	✓	✓
VERY THIN EXTRA DELGADO	✓	✗	✗	✓	✓	✓
MINI FLAT DISC DISCO PLANO MINI	✗	✗	✗	✗	✗	✓
PERFORED PERFORADO	✗	✓	✓	✗	✗	✗
SAWED SERRILADO	✓	✗	✗	✗	✓	✓
GRIT SIZER GRANULACIÓN	●	●	●	●	●	●

DIAMOND DISCS | DISCOS DIAMANTADOS




MONO FACE

UNA CARA

CODE / CÓDIGO	40.608.002	40.608.001
ISO	347/918	357/912
D ₁	22.0	22.0
D ₂	7.0	3.0
L ₁	0.15	0.30
L ₂	0.07	0.03
FLAT DISC DISCO PLANO	✓	✓
THIN DELGADO	✗	✗
DISTAL CORTE DISTAL	✗	✓
PROXIMAL AND PERIPHERAL CUTTING PROXIMAL Y PERIFÉRICO	✗	✓
PROXIMAL AND RIM CUTTING CORTE PERIFÉRICO Y MARGINAL	✓	✗
VERY THIN EXTRA DELGADO	✓	✓
MINI FLAT DISC DISCO PLANO MINI	✗	✗
PERFORATED PERFORADO	✗	✗
SAWED SERRILLADO	✗	✗
GRIT SIZER GRANULACIÓN	●	●

GRIT SIZE GRANULACIÓN

- Coarse Grain | Grano Grueso
- Medium Grain | Grano Mediano
- Fine Grain | Grano Fino
- Extra Fine Grain | Grano Extra Fino



MANDRELS HP | MANDRILES PM

Microdont mandrels are indicated for use in clinics and laboratory. Manufactured with high quality raw materials, have precision necessary to guarantee excellent performance in each procedure.

Los mandriles Microdont son indicados para el uso en las clínicas odontológicas y laboratorios protéticos. Fabricados con materias primas de alta calidad, poseen precisión necesaria para garantizar excelente rendimiento en cada procedimiento.

MANDRELS HP

MANDRILES PM



CODE / CÓDIGO	10.501.007	10.501.009	10.501.010	10.501.011
ISO/FIG.	314 / [622]	303 / [603]	304 / [604]	327 / [609]
Ø	4.0	5.0	8.0	6.0
LENGHT LONGITUD	61.0	47.0	48.0	48.0
DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	CONICAL FOR STRIPS CÓNICO PARA TIRAS	DISCS AND SAWS Discos y Sierras	REINFORCED REFORZADO	OCCUSAL POLISHER PULIDOR OCUSALES
PACKAGE EMPAQUE	Box/50 Caja/50	Box/100 Caja/100	Box/50 Caja/50	Box/100 Caja/100


ACCESSORIES | ACCESORIOS

Microdont bur blocks are manufactured in aluminum or plastic. They are autoclavable and suitable for RA, FG and HP burs.

Los freseros Microdont están hechos en aluminio o plástico. Son autoclavables y disponibles en 5, 7, 10, 15, 21, 24 y 60 huecos.


HP ALUMINUM BUR BLOCKS | FRESEROS DE ALUMINIO PM

HP BUR BLOCK
FRESERO PM



CODE CÓDIGO	HOLES HUECOS
40.110.002	5

HP BUR BLOCK
FRESERO PM



CODE CÓDIGO	HOLES HUECOS
40.110.007	15



135 °C



AVAILABLE IN 7 COLORS.
DISPONIBLE EN 7 COLORES.

AUTOCLAVABLE.
AUTOCLAVABLE.


PLASTIC BUR BLOCKS | FRESERO DE PLÁSTICO

7 HOLES HP
7 HUECOS PM



CODE CÓDIGO	MODEL MODELO
10.060.004	PM

21 HOLES HP
21 HUECOS PM



CODE CÓDIGO	MODEL MODELO
10.060.003	PM

NON-AUTOCLAVABLE MATERIAL
MATERIAL NO AUTOCLAVABLE

©3R INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

All rights reserved. Reproduction, even partial reproduction, is only permitted with the authorization of the 3R Indústria e Comércio LTDA group. All offers, orders and shipments are subject to our “General Terms of Sale and Delivery”. We reserve the right to modify our range of products and their layouts, as well as the illustrations and data presented.

MICRODONT is a registred trademark.

©3R INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Todos los derechos reservados. La reproducción, incluso parcial, sólo está permitida con la autorización del grupo 3R Indústria e Comércio LTDA. Todas las ofertas, pedidos y envíos están sujetos a nuestras “Condiciones Generales de Venta y Entrega”. Nos reservamos el derecho de modificar nuestra gama de productos y sus diseños, así como las ilustraciones y datos presentados.

MICRODONT es una marca registrada.

A **BRAZILIAN** BRAND CREATING SMILES **WORLDWIDE**



  microdont

3R INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Ptolomeu, 290
São Paulo - SP | Brasil
Código Postal: 04762 - 040
CNPJ: 02.543.673/0001 - 13
Responsable Técnico: Cátia Ap. A. Silva
CREA-SP: 5071156064
Tel: (+55) 11 5525 - 0590
Sac: 0800 77 35 525
Internet: www.microdont.com.br